

Wir schenken Ihnen Zeit!

DL850E/EV ScopeCorder



SCOPECORDER

> [Produktseite DL850E/EV](#)

> [Merkmalflyer DL850E/EV](#)

> **Kontakt: Vertriebsbüros**
(Außendienst-Mitarbeiter vor Ort)

> **Angebot anfordern**
(unverbindlich per E-Mail)

> **Kontakt: Service und Support Center**
(unser Team für technische Fragen)

Yokogawa Deutschland GmbH
Test- und Messtechnik
Niederlassung Herrsching
Tel. +49 8152 9310-0
info.herrsching@de.yokogawa.com

Das DL850E² „Mehr Zeit“ Bundle*

Yokogawa schenkt Ihnen mehr Zeit in Form von mehr Mess-Speicher. Beim Kauf eines ScopeCorder Grundgerätes DL850E oder DL850EV mit mind. einem Eingangsmodul erhalten Sie die **Speichererweiterung auf 1 Giga Punkte** Gesamtspeicher **kostenfrei** dazu.

Längere Messzeit durch größeren Speicher.

Mit vierfachem Speicher wird somit eine vierfach längere Erfassung möglich. Darüber hinaus steht wahlweise eine höhere Abtastrate bei gleichbleibender Messzeit zur Verfügung.

Weitere Geräteoptionen, Eingangsmodule und umfangreiches Zubehör können selbstverständlich zum aktuellen Listenpreis mitbestellt werden.

Haben Sie Interesse? Fordern Sie unverbindlich ein Angebot an.

Bieten Ihnen andere Geräteoptionen oder zusätzliche Eingangsmodule einen höheren Mehrwert? Sprechen Sie uns an.

*Dieses Angebot ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Yokogawa Deutschland behält sich jederzeit den Widerruf dieses Angebots vor. Gültig bis zum 30.11.2020