

250MHzロジックプローブPBL250用アクセサリキット 701909

内容

部品名	個数
アクセサリケース	1
スタッキング・ホルダー	5
クリップリード50mm	8
GND リード75mm	8
GND リード250mm	2
マイクロクリップ(黒、10個セット)	1
マイクロクリップ(赤、8個セット)	1
ナンバー用シール	1
スタッキング・スペーサー	8
着脱式GND 端子	5



製品形名および価格

形名	記事	定価(¥)
701909	250MHzロジックプローブPBL250用アクセサリキット	35,000