


外形図

90020B, 90021B, 90022B, 90023B, 90024B, 90030B, 90031B, 90032B, 90033B TC-K 温度プローブ


単位: mm

90020B




質量: 約 80 g

90021B



質量: 約 75 g

90022B




質量: 約 95 g

番号	名称	記事			
1	シース				
2	グリップ				
3	ケーブル	耐熱ビニル			
4	コネクタ				


指示なき寸法公差は、±3% (ただし10mm未満は±0.3mm) とする。

90023B



質量:約 75 g

90024B



質量:約 70 g

番号	名称	記事	番号	名称	記事
1	シース		5	保護キャップ	塩化ビニル
2	グリップ				
3	ケーブル				
4	コネクタ				

Technical drawing of the YK-1000 probe. The drawing shows the probe with various dimensions and labels. The dimensions are: 15, 15, 26, 14, 8, 15, 56, 12, 110, 1200, 6, 14, 3, 4. The labels are: <5>, <6>, <2>, <3>, <4>, and シリコン (Silicon). The probe has a yellow handle with a black grip and a black cable. The cable has a yellow jacket and a black braid. The probe tip is made of silicon.

質量:約 90g

Technical drawing of the YOKOGAWA 1000 series probe, showing dimensions and labels. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall length: 1200
- Probe tip length: 110
- Probe body length: 12
- Probe handle length: 55.5
- Probe tip diameter: $\phi 14$
- Probe body diameter: $\phi 6$
- Probe handle diameter: $\phi 15$
- Probe tip label: シリコン (Silicon)
- Probe body label: YOKOGAWA
- Probe handle label: 1000
- Probe tip label: <3>
- Probe body label: <2>
- Probe handle label: <1>
- Probe tip label: <4>
- Probe body label: <5>
- Probe handle label: <6>
- Probe tip label: <7>
- Probe body label: <8>
- Probe handle label: <9>

質量:約 91g

番号	名称	記事	番号	名称	記事
1	---		5	保護キャップ	
2	グリップ		6	パイプ	
3	ケーブル	シリコン被覆	7	ガード	
4	コネクタ		8	センサ感温部	